

NEUROSURGERY  
POWER AND PRECISION



# OSSEODUO DRILL SYSTEM



---

SWISS

MADE 

QUALITY

---

# NEUROSURGERY

## POWER AND PRECISION



長さ 70-95-125-150mm

### Cranio guards

1600880-001: クラニオガード S ローテーティング  
1600912-001: クラニオガード S フィックス

1600879-001: クラニオガード M ローテーティング  
1600913-001: クラニオガード M フィックス

1600887-001: クラニオガード L フィックス




### Heavy duty

1600831-001 PM2-S70HD  
1600830-001 PM2-A70HD-S



### Slim Straight

1600767-001 PM2-S70  
1600977-001 PM2-S125-L  
1600978-001 PM2-S150-XL



### Slim Angle

1600765-001 PM2-A70-S  
1600768-001 PM2-A95-M  
1600769-001 PM2-A125-L  
1600766-001 PM2-A150-XL



1600777-001 NANOマイクロモーター  
1600865-001 NANOマイクロモーター用ケーブル



1600895-001 RAPIDOマイクロモーター  
1600519-001 80K マイクロモーター用ケーブル  
RAPIDO / PM PERFO 兼用



1600832-001 PM PERFOハンドピース



1600513-001 OSSEODUOコントロールユニット  
イリゲーションポンプ付



1600517-001 OSSEODUO用フットペダル

1600519-001 80K マイクロモーター用ケーブル  
RAPIDO / PM PERFO 兼用

## NANO

小型軽量設計されたハイスピードドリル  
バランスに優れたデザイン…術者のストレス軽減

バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)  
ハンドピースはイリゲーション内蔵、外付けから選択可能



製品番号  
**1600777-001**  
NANO マイクロモーター

製品番号  
**1600865-001**  
NANO マイクロモーター用ケーブル

モーター長	74mm
モーター直径	直径 Ø 17mm
重量	80g (ケーブルを除く)
回転数	(最高) 80,000rpm

## RAPIDO

高いトルクのハイスピードドリル  
空冷式を採用

バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)  
ハンドピースはイリゲーション内蔵、外付けから選択可能



製品番号  
**1600895-001**  
RAPIDO マイクロモーター

製品番号  
**1600519-001**  
80K マイクロモーター用ケーブル  
RAPIDO / PM PERFO 兼用

モーター長	77mm
モーター直径	直径 Ø 21mm
重量	115g (ケーブルを除く)
回転数	(最高) 80,000rpm

## OSSEODUO



製品番号  
**1600513-001**  
OSSEODUO コントロールユニット  
イリゲーションポンプ付

電源	100-240vac/2A-1A/50/60Hz
サイズ (L×H×D)	370×115×270mm
重量	4.6kg



製品番号  
**1600517-001**  
OSSEODUO用フットペダル

サイズ (L×H×D)	160×55×170mm
重量	0.83kg

## PM PERFO



製品番号  
**1600832-001**  
PM PERFO ハンドピース

製品番号  
**1600519-001**  
80K マイクロモーター用ケーブル  
RAPIDO / PM PERFO 兼用

モーター長	140mm
モーター直径	直径 Ø 37mm
重量	450g (ケーブルを除く)
回転数	(推奨) 60,000rpm

# PM2 HANDPIECES

## CRANIO GUARD

クラニオガード

・クラニオーム時にイリゲーション可能



ヘビーデューティハンドピース  
先端ガードと付替



PM2-S70HD  
ヘビーデューティ  
ハンドピース



内蔵型イリゲーションによりクラニオ  
ガード先端の穴から水が出ます。

10mm



製品番号  
**1600912-001**  
クラニオガード S フィックス

製品番号  
**1600880-001**  
クラニオガード S ローテーティング

15mm



製品番号  
**1600913-001**  
クラニオガード M フィックス

製品番号  
**1600879-001**  
クラニオガード M ローテーティング

25mm




製品番号  
**1600887-001**  
クラニオガード L フィックス

## HEAVY DUTY

ヘビーデューティハンドピース

・イリゲーション内蔵型



ハンドピースの先端から水が出ます



製品番号  
**1600831-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S70HD(NLS)



製品番号  
**1600830-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A70HD-S(NLS)



# SLIM

スリムハンドピース

・狭い術野へのアプローチに有効



製品番号  
**1600767-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S70(NLS)



製品番号  
**1600977-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S125-L(NLS)



製品番号  
**1600978-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S150-XL(NLS)

## 外付け用イリゲーション管



**IR-BA-S**  
ピエンエアーイリゲーション管  
PM2 80K-70mm用



**IR-BA-M**  
ピエンエアーイリゲーション管  
PM2 80K-95mm用



**IR-BA-L**  
ピエンエアーイリゲーション管  
PM2 80K-125mm用



**IR-BA-XL**  
ピエンエアーイリゲーション管  
PM2 80K-150mm用



製品番号  
**1600765-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A70-S(NLS)



製品番号  
**1600768-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A95-M(NLS)



製品番号  
**1600769-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A125-L(NLS)



製品番号  
**1600766-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A150-XL(NLS)

# PM2 80K BURS



**FullCarbide burs**  
フルカーバイドバー

Φmm	
1.0	1100462-001
2.0	1100464-001
3.0	1100466-001
4.0	1100467-001
5.0	1100476-001
6.0	1100468-001
7.0	1100477-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100367-001
1.4	1100368-001
1.8	1100369-001
2.3	1100370-001
2.7	1100371-001 ※
3.1	1100372-001
3.5	1100373-001
4.0	1100374-001
5.0	1100376-001
6.0	1100377-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
2.3	1100379-001
3.1	1100380-001

**Extra coarse diamond burs**  
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
4.5	1100381-001
6.0	1100382-001

**Twist drill**  
ツイストドリル

Φ × Lmm	
1.5 × 12	1100459-001

**Matchstick bur**  
マッチスティックバー

Φmm	
3.0	1100461-001

## Cranial


**Straight Cranial burs**  
クラニアルバー

Lmm	ストレート
10	1100383-001
15	1100384-001
25	1100414-001

**Spiral Cranial burs**  
クラニアルバー

Lmm	スパイラル
15	1100387-001
25	1100413-001

バーの露出部分は長さ調整が可能です。



**3段階調整** 3段階調整 70mm

**2段階調整** 2段階調整 95mm、125mm、150mm

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器認証番号 226AFBZX00115000





**Steel burs**  
スチールバー

Φmm	
2.3	1100448-001
3.1	1100449-001
4.0	1100450-001
5.0	1100451-001
6.0	1100452-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100320-001
1.8	1100321-001
2.3	1100322-001
3.1	1100323-001
4.0	1100324-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100325-001
4.0	1100326-001
5.0	1100327-001
6.0	1100328-001

**Extra coarse diamond burs**  
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.8	1100444-001
4.7	1100445-001
6.0	1100490-001

**Matchstick burs**  
マッチスティックバー

Φmm	
1.8	1100336-001
3.0	1100337-001



**Steel burs**  
スチールバー

Φmm	
2.3	1100454-001 ※
3.1	1100455-001
4.0	1100456-001
5.0	1100457-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100308-001
1.8	1100309-001
2.3	1100310-001
3.1	1100311-001
4.0	1100312-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100313-001
4.0	1100314-001
5.0	1100315-001

**Extra coarse diamond burs**  
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.8	1100316-001
4.7	1100317-001
6.0	1100491-001



**Steel burs**  
スチールバー

Φmm	
3.1	1100344-001
4.0	1100345-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.8	1100330-001
3.1	1100331-001
4.0	1100332-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100333-001
4.0	1100334-001
5.0	1100335-001

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

# ACCESSORIES

**1100037-010**

イリゲーションチューブ (10本入)  
医療機器届出番号 13B2X00075000030



**1302844-010**

イリゲーションチューブ用クリップ  
(10個入)



**IR-BA-S**

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-70mm用



先端部



**IR-BA-M**

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-95mm用



**IR-BA-L**

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-125mm用



**IR-BA-XL**

ビエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-150mm用




**1600962-001**

滅菌トレー (PM2用)



**1500017-001**

イリゲーションスタンド



**CBL6503-1100**

ビエンNANO延長ケーブル (1.1m)

**CBL8137-1100**

ビエン80K延長ケーブル (1.1m)

**CBL8138-1100**

ビエンフットスイッチ延長ケーブル (1.1m)



**Aquacare (緑)**

**1600617-006**

アクアケア注水チューブ洗浄スプレー 500ml

**Lubrfluid (青)**

**1600064-006**

ルブリフルイド潤滑スプレー 500ml



**1000009-010**

クリーニングツール イリゲーション用(10本入)

**1000001-010**

掃除用ワイヤー針 イリゲーション用(10本入)



商品コード	販売名称	規格	数量
<b>RNP-SET 脳外科セットI</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	2
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
<b>RP-SET 脳外科セットII</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	2
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
<b>NP-SET 脳外科セットIII</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
<b>R-SET ラピッドセット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
<b>N-SET ナノセット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1

※全てのセットに以下の5点が含まれています。

商品コード	販売名称	規格	数量
1500017-001	イリゲーションスタンド		1
1100037-010	イリゲーションチューブ	(10個入)	1
1302844-010	イリゲーションチューブ用クリップ	(10個入)	1
1600064-006	ルブリフルイド潤滑スプレー500ml		1
1600617-006	アクアケア注水チューブ洗浄スプレー500ml		1

- ※ ご使用前には必ず添付文書をお読み下さい。
- ※ 製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。

---

製造販売元



ビエン・エア・アジア株式会社  
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12  
西池袋第一生命ビルディング10F

販売元

 ユフ精器株式会社  
YUFU ITONAGA CO.,LTD.  
100th ANNIVERSARY サージック事業部  
東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034  
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651



**+** BIEN-AIR  
SWISS  
MADE

S120

NANO

CE  
0120  
IP65

Bien Air

# OSSEODUO

## DRILL SYSTEM

PM<sup>2</sup>  
LINE

ENT line

---

SWISS

MADE 

QUALITY

---



長さ 70-95mm



**1600831-001**  
ストレートハンド  
ピース  
PM2-S70HD



**1600830-001**  
アングルハンド  
ピース  
PM2-A70HD-S



**1600767-001**  
ストレートハンド  
ピース  
PM2-S70



**1600765-001**  
アングルハンド  
ピース  
PM2-A70-S



**1600768-001**  
アングルハンド  
ピース  
PM2-A95-M



**1600777-001**  
NANOマイクロモーター

**1600865-001**  
NANOマイクロモーター用  
ケーブル



**1600614-001**  
シェーバーハンドピースS120

**1600629-001**  
シェーバーハンドピースS120用  
ケーブル



**1600685-001**  
オッセオスタップハンドピース



**1600686-001**  
オッセオスタップ  
コントロールユニット



**1600513-001**  
OSSEODUOコントロールユニット  
イリゲーションポンプ付



**1600517-001**  
OSSEODUO用  
フットペダル



# NANO

- ・耳科手術に特化した小型軽量設計
- ・バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)
- ・ハンドピースはイリゲーション内臓、外付けから選択可能



製品番号

**1600777-001**

NANO マイクロモーター

製品番号

**1600865-001**

NANO マイクロモーター用ケーブル

モーター長	74mm
モーター直径	直径 Ø 17mm
重量	80g (ケーブルを除く)
回転数	(最高)80,000 rpm

## OSSEODUO



製品番号  
**1600513-001**  
 OSSEODUO コントロールユニット  
 イリゲーションポンプ付

電源	100-240vac/2A - 1A/50/60Hz
サイズ(L×H×D)	370×115×270mm
重量	4.6kg

製品番号  
**1600517-001**  
 OSSEODUO用フットペダル

サイズ(L×H×D)	160×55×170mm
重量	0.83kg




# PM2 HANDPIECES

## HEAVY DUTY

ヘビーデューティハンドピース

・イリゲーション内蔵型



製品番号  
**1600831-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S70HD(NLS)



製品番号  
**1600830-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A70HD-S(NLS)

## SLIM

スリムハンドピース

・狭い術野へのアプローチに有効

### 外付け用イリゲーション管



**IR-BA-S**  
ピエンエアールイリゲーション管  
PM2 80K-70mm用


**IR-BA-M**  
ピエンエアールイリゲーション管  
PM2 80K-95mm用



製品番号  
**1600767-001**  
ストレートハンドピース  
PM2-S70(NLS)



製品番号  
**1600765-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A70-S(NLS)



製品番号  
**1600768-001**  
アングルハンドピース  
PM2-A95-M(NLS)

# PM2 80K BURS



**FullCarbide burs**  
フルカーバイドバー

Φmm	
1.0	1100462-001
2.0	1100464-001
3.0	1100466-001
4.0	1100467-001
5.0	1100476-001
6.0	1100468-001
7.0	1100477-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100367-001
1.4	1100368-001
1.8	1100369-001
2.3	1100370-001
2.7	1100371-001 ※
3.1	1100372-001
3.5	1100373-001
4.0	1100374-001
5.0	1100376-001
6.0	1100377-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
2.3	1100379-001
3.1	1100380-001

**Extra coarse diamond burs**  
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
4.5	1100381-001
6.0	1100382-001

**Matchstick bur**  
マッチスティックバー

Φmm	
3.0	1100461-001



**Steel burs**  
スチールバー

Φmm	
2.3	1100448-001
3.1	1100449-001
4.0	1100450-001
5.0	1100451-001
6.0	1100452-001

**Diamond burs**  
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100320-001
1.8	1100321-001
2.3	1100322-001
3.1	1100323-001
4.0	1100324-001

**Coarse diamond burs**  
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.1	1100325-001
4.0	1100326-001
5.0	1100327-001
6.0	1100328-001


**Extra coarse diamond burs**  
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
3.8	1100444-001
4.7	1100445-001
6.0	1100490-001

**Matchstick burs**  
マッチスティックバー

Φmm	
1.8	1100336-001
3.0	1100337-001

バーの露出部分は長さ調整が可能です。




**3段階調整 70mm**

**2段階調整 95mm**

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。  
医療機器認証番号 226AFBZX00115000

# OSSEOSTAP



製品番号

**1600685-001**

オッセオスタップ ハンドピース

寸法	全長180mm 直径15.5mm
重量	60g(ケーブルを除く)
チューブ寸法	Φ2.1×64.5mm アングル15°
回転数	2,000 ~ 12,000 rpm



製品番号

**1600686-001**

オッセオスタップ コントロールユニット

寸法	160×56×220mm
重量	1.1kg
電源	電池(LR6/単三形) × 8個



製品番号

**1600513-001**

OSSEODUO コントロールユニット  
イリゲーションポンプ付

製品番号

**1600517-001**

OSSEODUO用フットペダル




オッセオスタップ 医療機器認証番号 223AKBZX00010000  
OSSEODUO 医療機器認証番号 222AKBZX00121000

# OSSEOSTAP BURS



カラーコードによって先端の大きさの識別が可能です。

## オッセオスタップ カーバイドバー

Φmm	製品番号	カラーコード	
0.7	1501224-001	Green	

## オッセオスタップ ダイヤモンドバー

Φmm	製品番号	カラーコード	
0.6	1501230-001	Blue	
0.7	1501231-001	Green	
0.8	1501232-001	Yellow	
1.0	1501233-001	Orange	
1.2	1501428-001	Black	
1.4	1501234-001	Grey	
1.8	1501235-001	Brown	



# SHAVER



製品番号  
**1600614-001**  
シェーバーハンドピースS120

製品番号  
**1600629-001**  
シェーバーハンドピースS120用ケーブル

サイズ	全長140mm 直径18mm アングル15°
重量	198g(ケーブルを除く)
回転数	600 ~ 12,000 rpm



製品番号  
**1600513-001**  
OSSEODUO コントロールユニット  
イリゲーションポンプ付

製品番号  
**1600517-001**  
OSSEODUO用フットペダル



シェーバーS120 医療機器製造販売届出番号 13B2X00075000040  
OSSEODUO 医療機器認証番号 222AKBZX00121000



# SHAVER BLADES

- ・ ストレート or アングル 15°/40°/60°、Concave (凹) or Convex (凸)
- ・ ダブルカット、シングルカット、スムーズ
- ・ 有効長 100mm

**ブレード先端**



**Double serrated**  
ダブルセレイテッド



**Single serrated**  
シングルセレイテッド



**Smooth**  
スムーズ



Convex (凸)



**ストレートシェーバーブレード**

先端 Φmm	外筒 mm	ダブル セレイテッド	シングル セレイテッド	スムーズ
3.0	3.5	1600538-001	1600541-001	1600544-001※
3.5	4.0	1600539-001	1600542-001	1600545-001※
4.0	4.5	1600540-001	1600543-001	1600546-001※



**ストレートシェーバーブレード**

(リユーズブル)

先端 Φmm	外筒 mm	ダブルセレイテッド
3.0	3.5	1600579-001R ※
3.5	4.0	1600580-001R
4.0	4.5	1600581-001R ※



**アングル (15°) シェーバーブレード  
ダブルセレイテッド**

先端 Φmm	外筒 mm	Concave (凹)	Convex (凸)
4.0	4.5	1600570-001 ※	1600571-001 ※



**アングル (40°) シェーバーブレード  
ダブルセレイテッド**

先端 Φmm	外筒 mm	Concave (凹)	Convex (凸)
3.0	3.5	1600548-001	-
4.0	4.5	1600550-001	1600559-001



**アングル (60°) シェーバーブレード  
ダブルセレイテッド**

先端 Φmm	外筒 mm	Concave (凹)
3.0	3.5	1600573-001
4.0	4.5	1600574-001

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器製造販売届出番号 13B2X00075000040

# SHAVER BLADE BURS

- ・ストレート or アングル 15°/40°/60°
- ・有効長 110,120,130mm



アングル ( 15° ) シェーバーブレード DCR ステンレスバー φ3mm

製品番号	1600577-001※
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	110mm



アングル ( 15° ) シェーバーブレード DCR ダイヤモンドバー φ3mm

製品番号	1600650-001
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	110mm



ストレートシェーバーブレード cylindrical φ3mm

製品番号	1600576-001※
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	120mm



アングル ( 60° ) シェーバーブレード cylindrical φ3mm

製品番号	1600578-001
カッティングバー	Φ3.0mm
外筒	3.5mm
有効長	130mm

# ADENOID SHAVER BLADES



アングル ( 40° ) シェーバーブレード Adenoid

製品番号	1600572-001※	
刃先	ダブルセレイテッド ・ Convex ( 凸 )	
外筒	4.0mm	
有効長	120mm	



Laryngeal シェーバーブレード

製品番号	1600568-001※	1600569-001※
孔	Concave ( 凹 )	
外筒	3.0mm	4.0mm
有効長	220mm	270mm

※の付いた商品コードは、受注発注品となります。

医療機器製造販売届出番号 13B2X00075000040

# ACCESSORIES

## 1100037-010

イリゲーションチューブ (10本入)  
医療機器製造販売届出番号 13B2X00075000030



## 1302844-010

イリゲーションチューブ用クリップ  
(10個入)



## IR-BA-S

ピエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-70mm用



## IR-BA-M

ピエンエア-イリゲーション管  
PM2 80K-95mm用



## 1600962-001

滅菌トレー (PM2用)



## CBL6503-1100

ピエンNANO延長ケーブル(1.1m)



## CBL8137-1100

ピエン80K延長ケーブル(1.1m)

## CBL8138-1100

ピエンフットスイッチ延長ケーブル(1.1m)

## 1600669-001

滅菌トレー(オッセオスタップ用)




## 1600828-001

滅菌トレー(S80/S120用)



## 1500017-001

イリゲーションスタンド



## Aquacare(緑)

### 1600617-006

アクアケア注水チューブ洗浄スプレー  
500ml



## Lubrifiuid(青)

### 1600064-006

ルブリフルイド潤滑スプレー  
500ml

## 1000009-010

クリーニングツール イリゲーション用(10本入)

## 1000001-010

掃除用ワイヤー針 イリゲーション用(10本入)



## 1303678-010

シェーバー用クリーニングブラシ S80/S120 (10本入り)



## 特別販売セットコード

商品コード	販売名称	規格	数量
<b>NT-SET 鼻用セット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
<b>E-SET 耳用セット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600685-001	オッセオスタップ ハンドピース		1
1600669-001	滅菌トレイ	(オッセオスタップ用)	1
<b>ENT-SET-I 耳鼻咽喉科セット - I</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
<b>ENT-SET-II 耳鼻咽喉科セット - II</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
1600614-001	シェパードハンドピースS120		1
1600629-001	シェパードハンドピースS120用ケーブル	3.0m	1
1600828-001	滅菌トレイ	(S80/S120用)	1
1600685-001	オッセオスタップ ハンドピース		1
1600669-001	滅菌トレイ	(オッセオスタップ用)	1
<b>N-SET ナノセット</b>			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1


※全てのセットに以下の5点が含まれています。

商品コード	販売名称	規格	数量
1500017-001	イリゲーションスタンド		1
1100037-010	イリゲーションチューブ	(10個入)	1
1302844-010	イリゲーションチューブ用クリップ	(10個入)	1
1600064-006	ルブリフルイド潤滑スプレー500ml		1
1600617-006	アクアケア注水チューブ洗浄スプレー500ml		1

- ※ ご使用前には必ず、添付文書をお読み下さい。
- ※ 製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。

---

製造販売元

 **ビエン・エア・アジア株式会社**  
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12  
西池袋第一生命ビルディング10F

販売元

 **ユフ精器株式会社**  
YUFU ITONAGA CO.,LTD.  
100th ANNIVERSARY サージテック事業部  
東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034  
TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651