

Princess Vest

女性のために設計された X線防護エプロン

バーリントン・メディカル社 製

プリンセスベスト

(ここが違います!

ユニセックスベストに比べ脇の開きが少なくなり、乳がん 等の原因になる脇からの被ばくから防護します。

また、重量バランスを考え、前面の余分な重なり部分を 減らし、肩や腰にかかる負担を軽減しています。

ギャザーベルトにより身体にフィットする着心地を実現 した女性の為のデザインです。



プリンセスベスト



ユニセックスベスト



製造販売業者



ユフ精器株式会社

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目31番20号TEL:03-3811-1131 FAX:03-3811-9000

E-mail: xrav.info@vufu.co.ip

QVK

女性用 ツーピースエプロン


ツーピースタイプ 〈ベスト&キルト/ギャザーベルト使用〉

サイズ		商品コード		
	コストクランチャー (鉛)	トゥルーライト (硬鉛)	ゼノライト (無鉛)	
S	CCQVK-D	TLQVK-D	S5QVK-D	
M	CCQVK-E	TLQVK-E	S5QVK-E	
L	CCQVK-F	TLQVK-F	S5QVK-F	
XL	CCQVK-FL	TLQVK-FL	S5QVK-FI	
	M L	(%) S CCQVK-D M CCQVK-E L CCQVK-F	(鉛) (硬鉛) S CCQVK-D TLQVK-D M CCQVK-E TLQVK-E L CCQVK-F TLQVK-F	

- ※ スリーブの取付が出来ない製品になります。
- ※ 生地・サイズやカスタムにより重量に変動が ございます。







注)

- ・特注製品の価格についてはお問い合せください。
- ・カラー生地、デザインは予告なく仕様を変更する 場合がありますのでご了承ください。

- 表地、裏地の色を変えることもできますので、豊富な カラーバリエーションの中よりお選びいただけます。
- 上下異なるサイズや、上下別単品での受注も可能です。
- ● 防護材は3種類からお選びいただけます。
 【コストクランチャー(鉛)】鉛含有ビニール素材
 【トゥルーライト(硬鉛)】アンチモン鉛
 【ゼノライト(無鉛)】重金属複合材料、可塑材
- 前面、背面の鉛当量を変えることができます。(0.25mmPb/0.35mmPb/0.5mmPb)

OPTION



プリンセスベストは「アウトラスト対応製品」です。

Outlast®は米国NASAの為に開発された、身体の表面温度を快適な温度に調整する画期的な素材です。暑くなった体の熱を吸収し、放出します。

③ 防護材と一緒に生地の内側に取り付けられます。(別途、追加料金がかかります)

※ 体感には個人差があります。

デモ器のお貸出しについてのご案内

- 貸し出しは着払いにて承ります。
- 貸し出し期間は2週間です。
- 形状・サイズの確認用ですので臨床用としてご使用にならないでください。