

HERNIAMESH

monofilament
polypropylene

Surgical meshes for hernia repairs



products catalogue




ユフ精器株式会社


Flat mesh フラットメッシュ

全ての外科医の意向に沿う為に、異なる編み構造のフラットシートメッシュを提供します。

HERMESH 8



原寸大



クアドラアキシャル編製法を用いた
腹腔鏡下手術もしくは開腹手術において
使用可能なライトメッシュ


製品名 ヘルメッシュ8

製品番号	規格	入数
H80611	60×110mm	5/箱
H80815	80×150mm	5/箱
H81015	100×150mm	5/箱
H81515	150×150mm	5/箱
H83030	300×300mm	5/箱

Quadriaxial technology

クアドラアキシャル編製法とは

独自に開発した編製法を用いることで縦・横・対角方向からの圧力に対して均一なテンションを保ちメッシュのよれしわを最小限に抑えます。




腹腔鏡下手術もしくは開腹手術において
使用可能なウルトラライトメッシュ


製品名 ヘルメッシュ7

製品番号	規格	入数
H70611	60×110mm	5/箱
H70815	80×150mm	5/箱
H71515	150×150mm	5/箱
H73030	300×300mm	5/箱

HERMESH 7




原寸大




Flat mesh フラットメッシュ

全ての外科医の意向に沿う為に、異なる編み構造のフラットシートメッシュを提供します。

HERMESH 6



原寸大



腹腔鏡下手術もしくは開腹手術においても使用可能なライトメッシュ

製品名 ヘルメッシュ6

製品番号	規格	入数
H60611	60×110mm	5/箱
H60815	80×150mm	5/箱
H61515	150×150mm	5/箱
H63030	300×300mm	5/箱

HERMESH 5

開腹手術向けに適度な剛性力のある
マクロ多孔性メッシュ

製品名 ヘルメッシュ5

製品番号	規格	入数
H50611	60×110mm	5/箱
H50815	80×150mm	5/箱
H51515	150×150mm	5/箱
H52535	250×355mm	5/箱




原寸大



Flat mesh フラットメッシュ

全ての外科医の意向に沿う為に、異なる編み構造のフラットシートメッシュを提供します。

HERTRA 0



原寸大

腹壁ヘルニアに最適な剛性を持つ
しわよれの少ない硬質メッシュ

製品名 ヘルトラ0


製品番号	規格	入数
HTR01515	150×150mm	5/箱
HTR02020	200×200mm	5/箱
HTR03030	300×300mm	5/箱

3Dプラグのベース部と同じ素材を
用いた多孔性メッシュ

製品名 ヘルメッシュ3

製品番号	規格	入数
H30815	80×150mm	5/箱

HERMESH 3




原寸大

垂直と水平のどちらの方向にも双方向の
弾性を持つ多孔性メッシュ

製品名 ヘルメッシュ4

製品番号	規格	入数
H40815	80×150mm	5/箱
H41515	150×150mm	5/箱
H42535	250×355mm	5/箱

HERMESH 4




原寸大

Three-dimensional Plug 3Dプラグ

ドーム形状を用いる事により欠損部の充填を安定化させ、円形ベース部により周辺部を補強します。
付属のオンレイパッチにて鼠径管後壁の補強も行えます。



外鼠径ヘルニア修復術使用例



PT2/3+PT2/5+PT2/7

オンレイパッチのみ

製品名	製品番号	規格	入数
ヘルトラ2	HTR02	45×100mm (セミリジット)	5/箱

オンレイパッチ+プラグ

製品名	製品番号	規格	入数
キット#22	H2T23	(S) HTR02+PT2/3 (ベース直径30mm)	2/箱
キット#3	H2T25	(M) HTR02+PT2/5 (ベース直径50mm)	1/箱
キット#4	H2T27	(L) HTR02+PT2/7 (ベース直径70mm)	1/箱

monofilament
polypropylene



Oval Patch オーバルパッチ



鼠径ヘルニア及び腹壁ヘルニア修復用に開発されたオーバル型リジット加工メッシュ



Inguinal Repair

オーバルパッチS,Mサイズはクーゲル技術の代替品として腹膜前修復法によるアプローチが可能です。メッシュに十分な剛性がある為、指で容易にパッチの展開が可能です。


鼠径ヘルニア修復術使用例



Ventral Repair

オーバルパッチLサイズは腹壁ヘルニア修復用として使用可能です。

腹壁ヘルニア修復術使用例



メッシュは閉鎖されたスペースに埋め込まれます。メッシュの移動は、腹部内圧と周辺の繊維芽細胞の浸潤により妨げられます。

製品名 オーバルパッチ

製品番号	規格	入数
OP0812	(S) 80×120mm	5/箱
OP1114	(M) 110×140mm	5/箱
OP1418	(L) 140×180mm	5/箱

製造販売元

ユフ精器株式会社
サージカル事業部

〒113-0034
東京都文京区湯島2-31-20

本社

TEL 03-3811-2126
FAX 03-3811-5155

札幌

TEL 011-614-3308

大阪

TEL 06-6940-7672

福岡

TEL 092-771-4054

商品の注文・発送・返品については
下記へお問い合わせください。

ユフ精器株式会社
埼玉商品管理センター

〒336-0926
埼玉県さいたま市
緑区東浦和5-13-1
TEL : 048-875-1137
FAX : 048-875-8077

