

その他X線防護用品のお取り扱いもあります。  
お気軽にお問い合わせください。

X線防護エプロン



ネックガード



- ※曇り止めコーティングを劣化させる為、アルコールは使用しないで下さい。
- ※製品を着脱の際は片手で行わず両手で行ってください。製品の破損につながります。
- ※製品は予告なく仕様変更する場合がございます。
- ※光の当たり方によって、色味が異なって見える場合がございます。
- ※デモ器のお貸出は、着払いにて承ります。



▲ユフ精器ホームページはこちら



▲X線防護用品の詳細はこちら

  
ユフ精器株式会社  
YUFU ITONAGA CO.,LTD.

[お問い合わせ先]

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目31番20号  
TEL:03-3811-1131 FAX:03-3811-9000  
E-mail:xray.info@yufu.co.jp



RADIATION X線防護メガネ  
PROTECTIVE EYEWEAR



  
ユフ精器株式会社  
YUFU ITONAGA CO.,LTD.



## ～PHILLIPS SAFETY社～

1世紀以上にわたり眼鏡事業に携わってきた  
アメリカの家族経営企業です。  
長年培ってきた技術と経験を基盤に  
現在も高品質な製品づくりを続けています。

### 記号一覧

SS サイドシールド OG オーバーグラス

# RG-Q300

SS

フレーム幅：14.3cm  
鉛当量：0.75mmPb  
サイドシールド鉛当量：0.5mmPb  
重量：約78g

滑りにくいノーズブリッジとアームで快適なデザインです。  
サイドシールドにより側面の散乱線から防護します。



RG-Q300

# RG-16001

フレーム幅：14.1cm  
鉛当量：0.75mmPb  
重量：約70g

洗練されたシンプルなデザインで  
軽量性に優れたメガネです。



RG-16001

# RG-17007A

SS

フレーム幅：14.3cm  
鉛当量：0.75mmPb  
サイドシールド鉛当量：0.5mmPb  
重量：約76g

丸みを帯びたツートンフレームが  
柔らかく親しみやすいデザインです。



RG-17007A

# RG-T9538S



フレーム幅 : 13.9cm  
鉛当量 : 0.75mmPb  
サイドシールド鉛当量 : 0.5mmPb  
重量 : 約76g

長方形フレームによるシャープな見た目です。  
サイドシールドにより側面の散乱線から防護します。



**RG-T9538S-BK[ブラック]**



**RG-T9538S-BN[ブラウン]**



**RG-T9538S-CC[クリスタルクリア]**

# RG-808

フレーム幅 : 14.5cm  
鉛当量 : 0.75mmPb  
重量 : 約79g

広い視野を確保しながらも顔の曲線に  
フィットするデザインです。



**RG-808-BK[ブラック]**




**RG-808-R[レッド]**



**RG-808-S[シルバー]**

# RG-33



フレーム幅 : 15.5cm  
鉛当量 : 0.75mmPb  
サイドシールド鉛当量 : 0.5mmPb  
重量 : 約 90g

メガネの上からでも装着可能なデザインです。  
サイドシールドにより側面の散乱線から防護します。




**RG-33-T [トータス]**



**RG-33-BK [ブラック]**

# RG-FO



フレーム幅 : 15.2cm  
鉛当量 : 0.75mmPb  
重量 : 約 90g

メガネの上からでも快適に装着可能です。  
広めのレンズで防護面積が大きく、3色からお好みのカラーを選べます。



**RG-FO-PK [ピンク]**



**RG-FO-GY [グレー]**



**RG-FO-BL [ブルー]**