




OSSEODUO DRILL SYSTEM

PM
LINE
2

SWISS

MADE 

QUALITY

NEUROSURGERY

POWER AND PRECISION



長さ 70-95-125-150mm



Cranio guards


1600880-001: クラニオガード S ローテーティング

1600912-001: クラニオガード S フィックス

1600879-001: クラニオガード M ローテーティング

1600913-001: クラニオガード M フィックス

1600887-001: クラニオガード L フィックス



Heavy duty

1600831-001
PM2-S70HD

1600830-001
PM2-A70HD-S



Slim Straight

1600767-001
PM2-S70

1600977-001
PM2-S125-L

1600978-001
PM2-S150-XL



Slim Angle

1600765-001
PM2-A70-S

1600768-001
PM2-A95-M

1600769-001
PM2-A125-L

1600766-001
PM2-A150-XL



1600777-001
NANOマイクロモーター

1600865-001
NANOマイクロモーター用ケーブル



1600895-001
RAPIDOマイクロモーター

1600519-001
80K マイクロモーター用ケーブル
RAPIDO / PM PERFO 兼用



1600832-001
PM PERFOハンドピース

1600519-001
80K マイクロモーター用ケーブル
RAPIDO / PM PERFO 兼用



1600513-001
OSSEODUOコントロールユニット
イリゲーションポンプ付



1600517-001
OSSEODUO用フットペダル

NANO

小型軽量設計されたハイスピードドリル
バランスに優れたデザイン…術者のストレス軽減

バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)
ハンドピースはイリゲーション内蔵、外付けから選択可能



製品番号

1600777-001

NANO マイクロモーター

製品番号

1600865-001


NANO マイクロモーター用ケーブル

モーター長	74mm
モーター直径	直径 Ø 17mm
重量	80g (ケーブルを除く)
回転数	(最高) 80,000rpm

RAPIDO

高いトルクのハイスピードドリル
空冷式を採用

バーの長さ調整が3段階で可能(最大10mm延長)
ハンドピースはイリゲーション内蔵、外付けから選択可能



製品番号

1600895-001

RAPIDO マイクロモーター

製品番号

1600519-001

80K マイクロモーター用ケーブル
RAPIDO / PM PERFO 兼用

モーター長	77mm
モーター直径	直径 Ø 21mm
重量	115g (ケーブルを除く)
回転数	(最高) 80,000rpm

OSSEODUO



製品番号

1600513-001

OSSEODUO コントロールユニット
イリゲーションポンプ付

電源	100-240vac/2A-1A/50/60Hz
サイズ (L×H×D)	370×115×270mm
重量	4.6kg



製品番号

1600517-001

OSSEODUO用フットペダル

サイズ (L×H×D)	160×55×170mm
重量	0.83kg

PM PERFO



製品番号

1600832-001

PM PERFO ハンドピース

製品番号

1600519-001

80K マイクロモーター用ケーブル
RAPIDO / PM PERFO 兼用

モーター長	140mm
モーター直径	直径 Ø 37mm
重量	450g (ケーブルを除く)
回転数	(推奨) 60,000rpm

PM2 HANDPIECES

CRANIO GUARD

クラニオガード

- ・クラニオーム時にイリゲーション可能



ヘビーデューティハンドピース
先端ガードと付替



PM2-S70HD
ヘビーデューティ
ハンドピース



内蔵型イリゲーションによりクラニオ
ガード先端の穴から水が出ます。

10mm



製品番号
1600912-001
クラニオガード S フィックス

15mm



製品番号
1600880-001
クラニオガード S ローテーティング

25mm



製品番号
1600913-001
クラニオガード M フィックス


製品番号
1600879-001
クラニオガード M ローテーティング

製品番号
1600887-001
クラニオガード L フィックス

HEAVY DUTY

ヘビーデューティハンドピース

- ・イリゲーション内蔵型



ハンドピースの先端から水が出ます



製品番号
1600831-001
ストレートハンドピースHD
PM2-S70HD



製品番号
1600830-001
アングルハンドピースHD
PM2-A70HD-S

SLIM

スリムハンドピース

・狭い術野へのアプローチに有効



製品番号
1600767-001
ストレートハンドピース
PM2-S70



製品番号
1600977-001
ストレートハンドピース
PM2-S125-L



製品番号
1600978-001
ストレートハンドピース
PM2-S150-XL


外付け用イリゲーション管




IR-BA-S
ビエンエア-イリゲーション管
PM2 80K-70mm用



製品番号
1600765-001
アングルハンドピース
PM2-A70-S




IR-BA-M
ビエンエア-イリゲーション管
PM2 80K-95mm用




製品番号
1600768-001
アングルハンドピース
PM2-A95-M



IR-BA-L
ビエンエア-イリゲーション管
PM2 80K-125mm用



製品番号
1600769-001
アングルハンドピース
PM2-A125-L



IR-BA-XL
ビエンエア-イリゲーション管
PM2 80K-150mm用



製品番号
1600766-001
アングルハンドピース
PM2-A150-XL

PM2 80K BURS



Full Carbide burs
フルカーバイドバー※

Φmm	
1.0	1100462-001
2.0	1100464-001
3.0	1100466-001
4.0	1100467-001
5.0	1100476-001
6.0	1100468-001
7.0	1100477-001



Diamond burs
ダイヤモンドバー

Φmm	
1.0	1100367-001
1.4	1100368-001
1.8	1100369-001
2.3	1100370-001
3.1	1100372-001
3.5	1100373-001
4.0	1100374-001
5.0	1100376-001
6.0	1100377-001



Coarse diamond burs
粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
2.3	1100379-001
3.1	1100380-001



Extra coarse diamond burs
超粗目ダイヤモンドバー

Φmm	
4.5	1100381-001
6.0	1100382-001



Twist drill
ツイストドリル※

Φ × Lmm	
1.5 × 12	1100459-001



Matchstick bur
マッチスティックバー

Φmm	
3.0	1100461-001

Cranial



Straight Cranial burs
クラニアルバー


Lmm	ストレート
10	1100383-001
15	1100384-001
25	1100414-001



Spiral Cranial burs
クラニアルバー

Lmm	スパイラル
15	1100387-001
25	1100413-001

バーの露出部分は長さ調整が可能です。



3 段階調整

3段階調整 70mm

2 段階調整

2段階調整 95mm、125mm、150mm

製造販売元 ユフ精器株式会社 医療機器認証番号 306AFBZX00022000

※フルカーバイドバー、ツイストドリル 製造販売元 ビエン・エア・アジア株式会社 医療機器認証番号 226AFBZX00115000



Steel burs スチールバー	
Φmm	
2.3	1100448-001
3.1	1100449-001
4.0	1100450-001
5.0	1100451-001
6.0	1100452-001

Diamond burs ダイヤモンドバー	
Φmm	
1.0	1100320-001
1.8	1100321-001
2.3	1100322-001
3.1	1100323-001
4.0	1100324-001

Coarse diamond burs 粗目ダイヤモンドバー	
Φmm	
3.1	1100325-001
4.0	1100326-001
5.0	1100327-001
6.0	1100328-001

Extra coarse diamond burs 超粗目ダイヤモンドバー	
Φmm	
3.8	1100444-001
4.7	1100445-001
6.0	1100490-001

Matchstick burs マッチスティックバー	
Φmm	
1.8	1100336-001
3.0	1100337-001



Steel burs スチールバー	
Φmm	
2.3	1100454-001 ※
3.1	1100455-001
4.0	1100456-001
5.0	1100457-001

Diamond burs ダイヤモンドバー	
Φmm	
1.0	1100308-001
1.8	1100309-001
2.3	1100310-001
3.1	1100311-001
4.0	1100312-001

Coarse diamond burs 粗目ダイヤモンドバー	
Φmm	
3.1	1100313-001
4.0	1100314-001
5.0	1100315-001

Extra coarse diamond burs 超粗目ダイヤモンドバー	
Φmm	
3.8	1100316-001
4.7	1100317-001
6.0	1100491-001



Steel burs スチールバー	
Φmm	
3.1	1100344-001
4.0	1100345-001

Diamond burs ダイヤモンドバー	
Φmm	
1.8	1100330-001
3.1	1100331-001
4.0	1100332-001

Coarse diamond burs 粗目ダイヤモンドバー	
Φmm	
3.1	1100333-001
4.0	1100334-001
5.0	1100335-001

ACCESSORIES

1100037-010

イリゲーションチューブ (10本入)

医療機器製造販売届出番号 13B1X00249PS0001



1302844-010

イリゲーションチューブ用クリップ
(10個入)



IR-BA-S

ビエンエアーイリゲーション管
PM2 80K-70mm用



先端部

IR-BA-M

ビエンエアーイリゲーション管
PM2 80K-95mm用



IR-BA-L

ビエンエアーイリゲーション管
PM2 80K-125mm用



IR-BA-XL

ビエンエアーイリゲーション管
PM2 80K-150mm用



医療機器製造販売届出番号 13B1X00249SU0003


1600962-001

滅菌トレー (PM2用)



1500017-001

イリゲーションスタンド



CBL6503-1100

ビエンNANO延長ケーブル (1.1m)

CBL8137-1100

ビエン80K延長ケーブル (1.1m)

CBL8138-1100

ビエンフットスイッチ延長ケーブル (1.1m)



Aquacare(緑)

1600617-001

アクアケア注水チューブ洗浄スプレー 500ml

Lubrfluid(青)

1600064-001

ルブリフルイド潤滑スプレー 500ml



商品コード	販売名称	規格	数量
RNP-SET 脳外科セットI			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	2
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
RP-SET 脳外科セットII			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	2
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
NP-SET 脳外科セットIII			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600832-001	PM PERFO ハンドピース		1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
R-SET ラピドセット			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600895-001	RAPIDO マイクロモーター		1
1600519-001	80Kマイクロモーター用ケーブル	RAPIDO/PM PERFO兼用(3.0m)	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1
N-SET ナノセット			
1600513-001	OSSEODUO コントロールユニット	イリゲーションポンプ付	1
1600517-001	OSSEODUO用フットペダル		1
1600777-001	NANO マイクロモーター		1
1600865-001	NANO マイクロモーター用ケーブル	3.0m	1
1600962-001	滅菌トレイ	(PM2用)	1

※全てのセットに以下の5点が含まれています。

商品コード	販売名称	規格	数量
1500017-001	イリゲーションスタンド		1
1100037-010	イリゲーションチューブ	(10個入)	1
1302844-010	イリゲーションチューブ用クリップ	(10個入)	1
1600064-001	ルブリフルイド潤滑スプレー500ml		1
1600617-001	アクアケア注水チューブ洗浄スプレー500ml		1

※ ご使用前には必ず添付文書をお読み下さい。
※ 製品改良のため予告なく仕様変更をする場合がありますのであらかじめご了承下さい。

製造元



Bien-Air Surgery SA
(スイス)

製造販売元



ユフ精器株式会社

YUFU ITONAGA CO.,LTD.

サージテック事業部

東京都文京区湯島2丁目31番20号 〒113-0034

TEL:03-3811-1001 FAX:03-3811-1651