

高山式肝離断鉗子

日本大学医学部消化器外科
教授 高山忠利先生 ご指導

- ◆ ラチェットを取り外す事で、術者の繊細な力がそのまま伝わります
- ◆ 柄部のコーティングはしっかりと指にフィットさせ長時間の手術でも疲れません



- ◆ 先端に特殊なチップ加工する事により、離断する際に出血を抑える事が出来ます

製品名	長さ	カタログ番号
高山肝臓離断鉗子	全長18.0cm	HF-73018